



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Capacité de levage:** 100 lb (45 kg)

**Type de véhicule:** véhicule utilitaire multisegment, à hayon, minivan, camionnette, berline, véhicule utilitaire sport, fourgonnette de grande taille

**Type d'attache remorque:** classe I, II ou III (attache-remorque requis)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.bruno.com](http://www.bruno.com)

Soulevez et rangez un fauteuil roulant pliant avec le Back-Saver Bruno. Avancez le fauteuil roulant sur la plateforme, appuyez sur le bouton et votre fauteuil sera rangé et prêt pour le voyage. Conçu pour les fauteuils roulants pliants d'une largeur de 16 et de 22 po, avec des roues de 22 po ou plus.

- Plateforme électrique
- Système de fixation autobloquant
- Système de secours manuel
- Possibilité de réinstallation dans un autre véhicule
- Admissible au rabais du fabricant automobile\*
- Garantie limitée de 3 ans

*\*Contactez Bruno dealer pour plus de détails.*

## BACK-SAVER



## OPTIONS DU BACK-SAVER



- Housse vinyle (non montré)
- Support de plaque d'immatriculation (non montré)
- Option Swing-Away pour accès facile à l'espace de chargement (photo)



Bruno Independent Living Aids, Inc.  
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066  
[www.bruno.com](http://www.bruno.com)

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2017